

# Dilatador Renales Amplatz

## Con recubrimiento Hidrofílica

Se utiliza para la dilatación progresiva del tracto urinario para la nefrostomía antes de la extracción de cálculos percutáneos. Dilatadores radiopacos.

### Por unidad

Art. No.	Tamaño (Fr/CH)	Longitud (cm)
<b>RD 18</b>	18	30
<b>RD 20</b>	20	30
<b>RD 22</b>	22	30
<b>RD 24</b>	24	30
<b>RD 26</b>	26	30
<b>RD 28</b>	28	30
<b>RD 30</b>	30	30

# Funda Amplatz

## Con recubrimiento Hidrofílica

Se utiliza durante la dilatación renal para proporcionar pistas de trabajo atraumáticas después de la extracción del dilatador.



Art. No.	Dilatador (Fr/CH)	Longitud (cm)
<b>AM 10</b>	10	30
<b>AM 24</b>	24	17
<b>AM 26</b>	26	17
<b>AM 28</b>	28	17
<b>AM 30</b>	30	17