


Guía de Nitinol Hidrofílicas NEG

**Se utiliza para obtener acceso a través de difíciles estenosis biliares y pancreáticas.
Facilita el intercambio de accesorios compatibles con guía a los conductos biliares o pancreáticos deseados.**

Con Hilo Extra Filiforme



Art. No.	Guía Ø	Punta	Longitud (cm)
HYNEG-032-S	0.032"	Recta	450
HYNEG-032-A	0.032"	Angular	450
HYNEG-035-S	0.035"	Recta	450
HYNEG-035-A	0.035"	Angular	450
HYNEG-038-S	0.038"	Recta	450
HYNEG-038-A	0.038"	Angular	450