

Catéter de drenaje de Reentrada MALECOT

Se utiliza para el drenaje interno y externo, la maduración del tracto y el mantenimiento de los procedimientos percutáneos.

Usado después del procedimiento NLP*
Para drenaje renal
Con el conector de bolsa de orina

Hecho de Poliuretano
Tecoflex® EE.UU.
Tiempo de permanencia hasta 30 días

*Nefrolitotomía Percutánea



Art. No.	Tamaño (Fr/CH)
RM 10/6	10
RM 12/6	12
RM 14/6	14
RM 16/8	16
RM 18/8	18