



# Clips para Aplicador – Recargable

## Usado para unir mecánicamente los vasos sanguíneos (Sin mango)

Hemostasia para defectos mucosos/submucosos menores de 3 cm en el tracto gastrointestinal superior, úlceras hemorrágicas, arterias menores de 2 mm. Cierre del funcionamiento del tracto gastrointestinal luminal.



Art. No.	Ancho (mm)	Distancia entre (mm) Clips abiertos	Angulo de la mandíbula
	W	H	A
<b>S-CL-EC-135</b>	1.4	≥8	135°
<b>S-CL-EC-90</b>	1.4	≥8	90°

20 piezas por caja